

Uso del AeroChamber® con Mascarilla Using an AeroChamber® with Mask

¿Cómo funciona el AeroChamber® con mascarilla?

Algunos medicamentos se respiran o “ inhalan”. El medicamento inhalado es depositado en las vías respiratorias en los pulmones que es allí donde se necesita. Usted y su doctor pueden escoger de una variedad de medicamentos inhalados.

Algunas veces es más fácil usar el inhalador colocando el aerosol (spray) dentro de un tubo o cámara (espaciador) Esto permite que el aerosol (spray) penetre mejor en los pulmones. El AeroChamber® es uno de éstos espaciadores. Es un tubo plástico con la parte final de goma sellada y una pieza que va en la boca con una válvula para controlar el aerosol (spray) El espaciador ayuda a enviar el medicamento a las vías respiratorias en sus pulmones. El AeroChamber® es ideal para las personas con asma, porque es pequeño y fácil de usar.

Los siguientes pasos le indican el mejor método para usar el AeroChamber® con la mascarilla.

Como Ensamblar el AeroChamber®

1. Quite las tapas de la pieza de la boca en el inhalador.
2. Coloque la pieza de la boca dentro en la parte más ancha de goma sellada al final del AeroChamber® .
3. Agite el inhalador y AeroChamber® . Esto hará que se mezcle el medicamento.

Como debe usar el AeroChamber® con la mascarilla.

1. Coloque la mascarilla sobre la cara de manera que la nariz y la boca están cubiertas. Asegúrese que la mascarilla esta bien apretada contra la cara, de manera que todo el medicamento entre en la boca. Hay una pieza plástica delgada que se llama diafragma, encima del AeroChamber® El diafragma debe moverse de arriba hacia abajo cada vez que respira.
2. Apriete el inhalador una vez. El medicamento penetrará dentro del AeroChamber® con la máscara.
3. Respire hacia dentro (inhale) y hacia fuera (exhale) al menos 6 veces. El diafragma debe moverse cada vez que respira.
4. Retire la mascarilla de la cara.
5. Repita las instrucciones del numero 1 al 4, cuando se le indique de hacerlo más de una vez.

Como limpiar y cuidar el AeroChamber®

1. Limpie el AeroChamber® al menos una vez por semana. Más a menudo si lo necesita. Limpiarlo con frecuencia impedirá que el medicamento se acumule dentro del AeroChamber®.
2. Deje correr agua tibia por la parte trasera del AeroChamber®. No lo lave en el lavaplatos.
3. Deje que el AeroChamber® se seque solo al aire libre sobre un paño limpio. Espere que se seque para guardarlo. No coloque el AeroChamber® cerca del calor.
4. A medida que pasa el tiempo, la tapa de la válvula puede endurecerse y
5. ondularse. Si esto sucede, reemplace el AeroChamber®.

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre grupos de apoyo, ensayos clínicos e información sobre el estilo de vida.

PTE.128 © Copyright 4/1996

NOTE: This information is provided to you as an educational service of National Jewish Health. It is not meant to be a substitute for consulting with your own physician.

National Jewish Health is the leading respiratory hospital in the nation. Founded 119 years ago as a nonprofit hospital, National Jewish Health today is the only facility in the world dedicated exclusively to groundbreaking medical research and treatment of patients with respiratory, cardiac, immune and related disorders. Patients and families come to National Jewish Health from around the world to receive cutting-edge, comprehensive, coordinated care. To learn more, visit njhealth.org.